

手術用双眼ルーペ



C型ルーペ(コンパウンド・オプティックス ルーペ) 【CM…ルーペ:黒色 / CH…ルーペ:白色】

多くの方にご使用頂いているベーシックタイプ。軽量設計で瞳孔間距離の調節も簡便に行えます。 CM・CH型ともに倍率は2.5倍~、焦点距離は(型番によりますが)200mm~より取り揃えておりますので、 手術・用途に適した製品をご選択頂けます。

【使用者の視力により焦点距離が変化します。また、視野径も瞳孔と拡大鏡の接眼レンズの距離により変化します】



型番	倍率	焦点距離(mm)	視野径(mm)	重量(g)
CM(H)250-XS	2.5X	200~300	90	
CM(H)250-S		280~380	95	
CM(H)250-R		360~460	110	42
CM(H)250-L		440~540	130	
CM(H)250-XL		500~600	150	
CM(H)300-S	3.0X	280~380	78	
CM(H)300-R		360~460	80	46
CM(H)300-L		440~540	82	40
CM(H)300-XL		500~600	85	
CM(H)350-S	3.5X	280~380	60	
CM(H)350-R		360~460	65	47
CM(H)350-L		440~540	75	47
CM(H)350-XL		500~600	80	

S型ルーペ (ミ型ルーペ) 【SM…ルーペ:黒色 / SH…ルーペ:白色】

C型と比較し、よりコンパクト・軽量設計の双眼ルーペ。 特にこのシリーズの2.5倍ルーペは視野径も広いため使い易くなっております。

【軽量規格を望む方やルーペの使用中に頭痛や鼻骨痛が生じやすい方へお勧めの製品です】





型番	倍率	焦点距離(mm)	視野径(mm)	重量(g)
SM(H)250-R	2.5X	300~500	170	30
SM(H)250-L		400~600	180	30
SM(H)300-S	3.0X	280~380	90	
SM(H)300-R		360~460	100	31
SM(H)300-L		440~540	100	31
SM(H)300-XL		500~600	110	

D型ルーペ(プリズム・オプティックス ルーペ) 【DM…ルーペ:黒色 / DH…ルーペ:白色】

D型は主に高倍率の拡大鏡。従来より2.5倍~3.0倍程度の拡大鏡を使用され、 ルーペの使用に慣れた方へお勧めする製品です。

また、本製品においては左右の鏡筒、それぞれの位置調整(スライド)が可能なため、 様々な瞳孔間距離へ適合し易い製品です。



型番	倍率	焦点距離(mm)	視野径(mm)	重量(g)
DM(H)500-S	5.0X	280~380	60	
DM(H)500-R		360~460	64	65
DM(H)500-L		440~540	68	65
DM(H)500-XL		500~600	70	
DM(H)600-S	6.0X	280~380	55	
DM(H)600-R		360~460	58	65
DM(H)600-L		440~540	60	65
DM(H)600-XL		500~600	65	




ヘッドバンドタイプ

日常より視力矯正用のメガネをご使用されており、且つ当メガネ併用の元、手術用双眼ルーペを ご使用されたい方へお勧めしている製品。LEDライトシステムの使用・併用も可能。

【フレーム式では頭痛等を引き起こしてしまう方にもお勧めのタイプ】



ヘッドバンド+CM250



ヘッドバンド+CH250



ላット ້ / ້ / ት DH250

LEDヘッドライトシステム

焦点に対し、優れた同軸照明・無影照明が可能。良好な視野を確保し眼精疲労も軽減する製品。



YHL-ANRL

型番	規格		
YHL-ANRL	照度: 15,000 ~ 35,000Lux		
	連続使用時間: 8時間		
	LED出力: 2W		
	ライト重量: 22g		

品名	規格		
	重量: 150g		
ハ゛ッテリーハ゜ック 	チャージ電圧: AC110V / 220V 50 ~ 60Hz / DC: 3.4V		
	DC: 3.4V		

フレーム各種

BPフレーム



メタルフレーム



チタンフレーム



品名	型番	カラーバリエーション
BPフレーム	FBP	黒・銀・赤・青・緑・白・金
メタルフレーム	FM	黒・銀・赤
チタンフレーム	FT	黒・銀

諭入·発売元 株式会社キースマック

〒101-0064

東京都千代田区神田猿楽町2-2-8

TEL:03-3292-2506 FAX:03-3292-2507

URL: www.kysmaq.co.jp

【お問合わせ先】 info@kysmaq.co.jp



KYSMAQ CO.,LTD
ILLUMIRIZE JINBOCHO 2-8.2, HOME. KANDASARUGAKUCHO, CHIYODA-KU, TOKYO 1010064 JAPAN PHONE:(03)3292-2506, FAX:(03)3292-2507

手術用双眼ルーペ 13B1X0009000044 LEDライトシステム 13B1X00090000045

[医療機器製造販売届出番号]